

“TILT TABLE TEST” EM PACIENTE DE 25 ANOS COM SÍNCOPES RECORRENTES. EXEMPLOS DE RESPOSTAS CÁRDIO-INIBITÓRIAS

Cássia Kusnir*

1º Traçado:

DII inicial

Paciente deitada a 0º de inclinação

FC: 72 bpm PA: 110x70 mmHg




2º Traçado:

DII no 3º minuto

Paciente a 70º de inclinação

FC: 100bpm PA: 120x80 mmHg



3º Traçado:

DII no 5º minuto

Paciente a 70º de inclinação

Síncope por bradicardia e assistolia de 13,8 segundos



4º Traçado:

DII no 1º minuto de recuperação

Paciente a 0º de inclinação

FC: 80 bpm PA: 100 x 60 mmHg



5º Traçado:

DII no 5º minuto de recuperação

Paciente a 0º de inclinação

FC: 75 bpm PA: 110x70 mmHg

